



タンパク質

- ・ 1 mg (50 μ g/mL 以上の濃度)
- ・ 80% 以上の純度
(SDS-PAGE の泳動結果をご提供ください)
- ・ アミノ基やアジド基を含む成分を
含まないバッファー



ペプチド

- ・ 15-20 アミノ酸
(末端にのみシステインを含む)
- ・ 5 mg
- ・ 90% 以上の純度
(BSA などのキャリアタンパク質に
カップリングするため、末端にシステインを
付加したペプチドを使用します)



低分子化合物

- ・ 5 mg
- ・ 担体に固定化するためのビオチン基
(BSA などのキャリアタンパク質に
結合させた複合体も使用可能です)

